



TORK® Xpress® extra weiche Multifold (Interfold) Handtücher H2 System

Karton 21 x 100 Stück



Artikelnr.: 87553

Hersteller: SCA Hygiene Products GmbH

Gewicht: 6.429 kg

Höhe: 212 mm

Breite: 390 mm

Länge: 595 mm

€ 39,24

Zzgl. MwSt.

Karton 21 x 100 Tücher 2-lagig, extra weich, 21 x 34 cm, Tissue PLUS mit QuickDry Effekt

TORK® Xpress® extra weiche Multifold Papierhandtücher H2 Premium Falthandtücher für Handtuchspender, extra weich und saugfähig, 2-lagig, weiß. Die mehrfach gefalteten Papierhandtücher sind die ideale Lösung, wenn Ihr Waschräum hygienisch und repräsentativ sein soll. Das weiche Premium-Handtuchpapier in Weiß besticht durch die hochwertige Optik mit der attraktiven Prägung. Extrem saugfähig und reißfest, ist es sparsam im Gebrauch.

Vorteile auf einen Blick:

- Unser saugfähigstes QuickDry-Papier - für effektiveres Abtrocknen bei geringerer Abfallmenge
- Dekorative Prägung für einen guten optischen Eindruck
- Ideal für Waschräume mit mittlerer Besucher-Frequenz
- FSC zertifiziert
- EU Ecolabel als Nachweis geringerer Umweltauswirkungen als vergleichbare Produkte
- ISEGA-zertifiziert, d.h. geeignet für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln
- TORK® Easy Handling
- Kompatibel mit den Tork H2 Spendern
- Falthandtücher für den extra Komfort beim Abtrocknen der Hände: Weiße Papierhandtücher in Premium Qualität mit attraktiver Prägung
- Größe gefaltet L 8.5 cm B 21.2 cm, Größe entfaltet L 34 cm B 21.2 cm