



Intrafix® Air P

Packung 100 Stück 150 cm



Artikelnr.: 87562
Hersteller: B.Braun SE
Gewicht: 0.032 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 100 mm
Länge: 210 mm

€ 85,79

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Infusionsbestecke 150 cm

- Infusionsbesteck mit Belüftung für Druck- und Schwerkraftinfusionen
- Bakteriendichte Belüftung
- 15-µm-Filter
- Luer-Lock-Ansatz
- Nach DIN ISO EN 8536-8
- Durchflussrate: 205,8 ml/min