



## Universalpolierer 9513U

Packung 10 Stück unmontiert, weiß, Figur 303, 4 mm, ISO 220



Artikelnr.: 87727

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.039 kg

Höhe: 61 mm

Breite: 28 mm

Länge: 45 mm

**€ 8,15**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 10 Polierer unmontiert, weiß, Figur 303, 4 mm, ISO 220

1 Stufen System. Universalpoliersystem für Edelmetalle, Kunststoff, Zement, Amalgam, Zahnschmelz.

- Kunststofftechnik, Kronen- und Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik
- Drehzahl empf. 7.000 - 10.000 U/min., max. 20.000 U/min.