



Diamanten 820

Packung 5 Stück gelb extra fein, FG, Figur 465 Interdental, 5 mm, ISO 014



Artikelnr.: 87982

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

€ 38,40

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten gelb extra fein, FG, Figur 465 Interdental, Kopflänge: 5 mm, ISO 014

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- blauer Ring - mittel 524 universelles Schleifen - 64-126 µm
- roter Ring - fein - F = 514 - Glätten - 27-76 µm
- gelber Ring - extra fein - C = 504, Vorfinieren - 10-36 µm
- weißer Ring - ultra fein - U = 494, Endfinieren und Glätten - 4-14 µm
- Prophylaxe, Füllungsbearbeitung
- Drehzahl ISO 005-014 - 300.000 U/min., ISO 016 - 280.000 U/min., ISO 029-031 - 150.000 U/min.

*Die Größen 014 und 016 sind für die Bearbeitung interdentaler Flächen geeignet.