



LM DuraGradeMAX™ Exkavatoren

Stück Ø 1,5 mm, rund, rot, LM-ErgoMax™ Griff



Artikelnr.: 88026
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.024 kg
Höhe: 16 mm
Breite: 191 mm
Länge: 191 mm

€ 51,87

Zzgl. MwSt.

Stück Exkavator Ø 1,5 mm, rund, rot, LM-ErgoMax™ Griff

Farbe rot, löffelförmig:

- Zur Entfernung von weichem, kariösen Dentin und provisorischen Füllungen

Farbe rot, rund:

- Kariologie: Zur Entfernung von weichem, kariösen Dentin und provisorischen Füllungen
- Chirurgie: Zum Trennen des Parodontalligaments vor der Extraktion und zur Entfernung von Granulationsgewebe nach der Extraktion

LM-DuraGradeMAX™ Superstahl - unbeschichtet

- Hohe Abnutzungsbeständigkeit
- Korrosionsbeständig
- Kann nachgeschliffen werden

Griffvarianten:

LMErgoSense®

Das Design mit dem größeren Durchmesser bietet eine sensationelle Griffigkeit, die sich in wissenschaftlichen klinischen Tests als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Der einzigartig intelligente Griff ist optional mit RFID-Chip erhältlich. Durch die Kompatibilität mit dem LM Dental Tracking System™ bieten sich viele Möglichkeiten, das Bestandsmanagement und die Patientensicherheit zu verbessern.

LMErgoMax™

Klassisches ergonomisches Design. Sie sind für alle klinischen Behandlungen geeignet und garantieren eine

ausgezeichnete taktile Sensitivität und einen entspannten Griff.

LMErgoNorm™

Bewährter dünnerer Handgriff mit elastischer Silikonbeschichtung und Konturierung für einen komfortablen und rutschfesten Griff. Instrumente mit LM-ErgoNorm™-Griff sind gut für leichte klinische Eingriffe geeignet.