



K3XF Guttapercha-Spitzen

Sortiment 50 Stück Taper.04, ISO 020-40



Artikelnr.: 88102
Hersteller: Kerr GmbH
Gewicht: 0.043 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 65 mm
Länge: 103 mm

€ 30,51

Zzgl. MwSt.

Sortiment 50 Spitzen Taper.04, ISO 020-40

K3XF bietet die Sicherheit und selbstständige Zentrierung der originalen K3 Feile und dazu eine außergewöhnliche Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber zyklischer Ermüdung dank der eigens entwickelten R-Phase™-Technologie. K3XF bietet das Optimum an Sicherheit, Flexibilität und Kontrolle für Benutzer von rotierenden Feilen, die sich stabilere und zugleich flexiblere Feilen wünschen.