



Spangenbox

Packung 10 Stück schwarz, maxi



Artikelnr.: 88113

Hersteller: Dentaorium GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.324 kg

Höhe: 61 mm

Breite: 233 mm

Länge: 330 mm

€ 15,55

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Boxen schwarz, maxi

Material: Kunststoff (formstabil und schlagfest).

- Maße Maxi: (B x H x T): 7,8 x 4,5 x 5,6 cm
- Maße Mini: (B x H x T): 7 x 3,3 x 4,8 cm