



## FLEXISTONE®

Flasche 20 ml Katalysator



Artikelnr.: 88125  
Hersteller: DETAX GmbH  
Gewicht: 0.079 kg  
Höhe: 86 mm  
Breite: 40 mm  
Länge: 43 mm

**€ 18,15**

*Zzgl. MwSt.*

**Flasche** 20 ml Katalysator

*FLEXISTONE®* Niedrigviskose, Isolier- und Modellmasse auf C-Silikonbasis zur isolierenden Einbettung von Kunststoff- und Porzellanzähnen. Standfest, sehr hohe Endhärte (75 shore A). Wird in einem Arbeitsgang dünn auf Zähne und Wachs aufgetragen, bildet einen dünnen, extrem harten Isolierfilm zur Fixierung der Zahnreihe beim Pressvorgang. Haftkristalle sind nicht erforderlich.