



Algilock®

Stück OK BS 2 medium, glatt



Artikelnr.: 88187

Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.047 kg

Höhe: 20 mm

Breite: 65 mm

Länge: 90 mm

€ 10,58

Zzgl. MwSt.

Stück Abdrucklöffel OK BS 2 medium, glatt

Extrem langlebiger Abdrucklöffel, 18/8 Edelstahl, Retentionsbördelung, kein Haftspray erforderlich.

Der Klassiker unter den Abformlöffeln.

- Lasergeschweißte Griffe und Stege für einen stabilen Verbund
- Hochwertiger, korrosionsbeständiger Edelstahl
- Lange Lebensdauer, langfristig gutes Aussehen und höchste Formstabilität