



smart Nasskreppservietten

Karton 1.000 Stück hochweiß, 34 x 38 cm, 1-lagig



Artikelnr.: 88200

Hersteller: Smartdent

Gewicht: 3.6 kg

Höhe: 270 mm

Breite: 386 mm

Länge: 423 mm

€ 23,05

Zzgl. MwSt.

Karton 1.000 Servietten hochweiß, 34 x 38 cm, 1-lagig

Zum Verpacken von Abdrücken und Modellen. Höchste Festigkeit und Saugkraft. Extremer Dehnfaktor.