



## Super-Snap®

Nachfüllpackung 50 Scheiben, violett, Körnung mittel, mini

---



Artikelnr.: 88349  
Hersteller: Shofu Dental GmbH  
Gewicht: 0.023 kg  
Höhe: 26 mm  
Breite: 47 mm  
Länge: 73 mm

**€ 10,38**

Zzgl. MwSt.

---

**Nachfüllpackung** 50 Scheiben, violett, Körnung mittel, Beschichtung beidseitig, mini

Poliersystem für Microfill/Composite Füllungen. Vier Körnungen ermöglichen eine perfekte Politur vom Konturieren bis zum Hochglanzpolieren. Die beschichteten Polierscheiben sind extrem dünn und hochflexibel. Sie sind auf weichen, elastischen Trägern befestigt, die einfach auf das Mandrell aufgesetzt werden. Konturieren, Finieren und Polieren bis zum Hochglanz von Komposit-Restaurationen.

- Konturieren: Super-Snap® Scheibe schwarz (grobe Körnung)
- Finieren: Super-Snap® Scheibe violett (mittlere Körnung)
- Polieren: Super-Snap® Scheibe grün (feine Körnung)
- Hochglanz: Super-Snap® Scheibe rot (extrafeine Körnung)