



Silikon Knetmasse

Dose 900 ml ohne Härter normal, Shore 60, weiß



Artikelnr.: 88461
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 1.508 kg
Höhe: 161 mm
Breite: 125 mm
Länge: 128 mm

€ 16,08

Zzgl. MwSt.

Dose 900 ml ohne Härter normal, Shore 60, weiß

Knetbare, kondensationsvernetzende Silikonmasse mit hoher Abformgenauigkeit für Erst-/Vorabdruck bei der Doppelmischtechnik, Situationsabdruck und Quetschbiss. Optische Anmischkontrolle durch farbigen Tubenhärter. Leicht zu adaptieren. Verbindet sich nicht mit Gips, Wachs, künstlichen Zähnen oder Metall. Abbindezeit ca. 4-5 Minuten. Durch die hohe Endhärte ist eine sichere Fixierung und gute Stabilität der künstlichen Zähne gewährleistet. Normal ca. 60 Shore (A), Hart ca. 70 Shore (A)