



Omnicups PP

MUSTER 5 Stück



Artikelnr.: 88526
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 0.015 kg
Höhe: 138 mm
Breite: 70 mm
Länge: 100 mm

€ 1,60

Zzgl. MwSt.

MUSTER 5 Becher

Inhalt 180 ml. Passend für alle standardisierten Becherspender. Aus lebensmittelechtem, sortenreinem Polypropylen. Extra stabile Qualität. 100 % recyclingfähig, rückstandsfrei verbrennbar.