



ERKOSKIN

Flasche 50 ml



Artikelnr.: 88676

Hersteller: Erkodent Erich Kopp GmbH

Gewicht: 0.124 kg

Höhe: 106 mm

Breite: 42 mm

Länge: 43 mm

€ 18,95

Zzgl. MwSt.

Flasche 50 ml

Als Platzhalter bei der Herstellung von Bleachingschienen und zur Gingivalsaumentlastung in der Tiefziehtechnik. Als Schutz von Gipsstümpfen vor Trimmwasser, von hochglänzenden Metallpartien beim Sandstrahlen und von hochglänzenden Keramikteilen beim Ätzen von Keramik usw.

Flasche nur kurz vor dem Gebrauch öffnen, dicht verschlossen lagern. Schnelltrocknend, auf Gips ca. 5 Minuten, sonst 10 Minuten. Selbsthärtender Schutzfilm für fast alle Materialien. Dauerelastisch, säure- und basenbeständig, reißfest, rückstandslos abziehbar, schnelltrocknend.