



# LM DuraGradeMAX™ Komposit-Spatel

Stück orange, LM-ErgoMax™ Griff



Artikelnr.: 88686  
Hersteller: Medicom GmbH  
Gewicht: 0.025 kg  
Höhe: 15 mm  
Breite: 50 mm  
Länge: 190 mm

**€ 49,81**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück Spatel orange, LM-ErgoMax™ Griff**

Zum Platzieren und Konturieren von Komposit

**LM-DuraGradeMAX™ Superstahl - unbeschichtet**

- Hohe Abnutzungsbeständigkeit
- Korrosionsbeständig
- Kann nachgeschliffen werden

## Griffvarianten:

### LMErgoSense®

Das Design mit dem größeren Durchmesser bietet eine sensationelle Griffigkeit, die sich in wissenschaftlichen klinischen Tests als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Der einzigartig intelligente Griff ist optional mit RFID-Chip erhältlich. Durch die Kompatibilität mit dem LM Dental Tracking System™ bieten sich viele Möglichkeiten, das Bestandsmanagement und die Patientensicherheit zu verbessern.

### LMErgoMax™

Klassisches ergonomisches Design. Sie sind für alle klinischen Behandlungen geeignet und garantieren eine ausgezeichnete taktile Sensitivität und einen entspannten Griff.

### LMErgoNorm™

Bewährter dünnerer Handgriff mit elastischer Silikonbeschichtung und Konturierung für einen komfortablen und rutschfesten Griff. Instrumente mit LM-ErgoNorm™-Griff sind gut für leichte klinische Eingriffe geeignet.