



Sterican® Intramuskulär Langschliff

Packung 100 Stück grün, G21, Ø 0,8 x 50 mm



Artikelnr.: 88858

Hersteller: B.Braun Deutschland GmbH

Gewicht: 0.18 kg

Höhe: 135 mm

Breite: 84 mm

Länge: 108 mm

€ 5,28

Zzgl. MwSt.



Packung 100 Kanülen grün, G21, Ø 0,8 x 50 mm

- Mit Langschliff
- Nach ISO 7864 und DIN 13097
- Dünnwand-Kanüle
- Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
- Spezial-Facetten-Langschliff
- Für schmerzarme Punktionen
- Transparenter Luer-Lock-Kunststoff-Ansatz
- Aus Polypropylen
- Farbcodiert nach ISO 6009