



Ufi Gel P

Flasche 10 ml Adhäsiv



Artikelnr.: 88908
Hersteller: Voco GmbH
Gewicht: 0.067 kg
Höhe: 91 mm
Breite: 43 mm
Länge: 47 mm

€ 19,92

Zzgl. MwSt.

Flasche 10 ml Adhäsiv

Hochelastisches Material für die weichbleibende, dauerhafte Unterfütterung von totalen oder partiellen Prothesen, kalthärtend. Sehr gute Adaptionseigenschaften, gute Haftung. Geruchs- und geschmacksneutral.