



Liquicol

Packung 2 x 20 g Flasche



Artikelnr.: 89059
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.071 kg
Höhe: 40 mm
Breite: 99 mm
Länge: 143 mm

€ 26,16

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 20 g Flasche

Dünnflüssiger Spezial-Kleber. Gezielt werden Gipsoberflächen, Stümpfe, Kieferkamm, Gegenbiss mit *Liquicol* behandelt, um eine größere Härte oder Kantenfestigkeit zu erzielen. Rauhe Gipsoberflächen werden bedeutend glatter, Modellationen lassen sich so besser abheben. Angezeichnete Präparationsgrenzen werden wischfest versiegelt. Wenn Gips mit Keramikmassen in Verbindung kommt (Keramikschiel, Zwischenglieder), sollten die betreffenden Stellen vor dem Isolieren mit *Liquicol* versiegelt werden. So lässt sich die Modellation viel einfacher vom Modell nehmen. Flasche schließt durch einen Dorn stets hermetisch.