



Kobi Stangenwachs

Packung 35 Stück, Ø 100 x 8 mm



Artikelnr.: 89090
Hersteller: Gebdi Dentalprodukte GmbH
Gewicht: 0.286 kg
Höhe: 48 mm
Breite: 117 mm
Länge: 149 mm

€ 16,59

Zzgl. MwSt.

Packung 35 Stangen, Ø 100 x 8 mm

Kobi Stangenwachs für den Konstruktionsbiss in der Kieferorthopädie.

- Geeignet für alle bimaxillären Geräte
- 37°C Verarbeitungstemperatur
- In Kieferorthopädiepraxen entwickelt und erprobt