



AquaCem®

Set



Artikelnr.: 89267

Hersteller: Dentsply Sirona Europe

Gewicht: 0.195 kg

Höhe: 74 mm

Breite: 60 mm

Länge: 98 mm

€ 87,60

Zzgl. MwSt.

Set 30 g Pulver, 1 Wasserdosierflasche, 1 Messlöffel, 1 Mischblock 90 x 70 mm, 1 PE-Beschichtung

AquaCem® ist ein hellgelber, transluzenter Glasionomerzement, der aus einer Mischung eines Aluminiumsilikatglases und Polyacrylsäure besteht. Das Pulver wird mit destilliertem Wasser zu einem Befestigungszement angemischt, der an Dentin und Schmelz haftet und für dicht versiegelte Zementierungen sorgt.