



Papierspitzen weiß

Sortiment 120 Stück ISO 090-140



Artikelnr.: 89369

Hersteller: Alfred Becht GmbH

Gewicht: 0.015 kg

Höhe: 13 mm

Breite: 42 mm

Länge: 68 mm

€ 4,04

Zzgl. MwSt.

Sortiment 120 Papierspitzen ISO 090-140

Extrem saugfähig und faserfrei überzeugen die Papierspitzen mit optimaler Festigkeit und glatter Oberfläche. Hergestellt nach ISO-Norm mit 28 mm Länge. Folienversiegelung und Gammasterilisation erfüllen die strengen Anforderungen der Behandlungshygiene.