



Mandrell 320A

Packung 2 Stück HP, 1,6 mm, ISO 016



Artikelnr.: 89408

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.008 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

€ 23,83

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Mandrelle HP, 1,6 mm, ISO 016

Mit den FG-Adaptoren kann jedes FG-Instrument auch im Handstück (\varnothing 2,35 mm) eingesetzt werden - beste Voraussetzung für die sachgerechte und uneingeschränkte Instrumentenauswahl.