

GERL. Chirurgie-Mobil Gerätewagen



Artikelnr.: 895103

Hersteller: GERL. Eigenmarke

€ 2.390,00

Zzgl. MwSt.

Produkteigenschaften:

- Korpus und Schubladen aus Stahl, satinierte Glastüre
- Abdeckplatte aus HiMACS ,
- 1 Schublade mit Kunststoffeinsatz
- 2 Auszüge (innen 34x42 cm)
- Fahrbare Ausführung mit stabilen Rollen
- Integrierte Steckdosen
- 2 x 2 Kabeldurchführungen rechts und links + 1 x hinten
- Normschiene mit Halter für Kühlflüssigkeit und Motor
- passender Galgen für Flüssigkeit
- Breite 50 cm + 6 cm Normschiene, Tiefe 50 cm, Höhe 90 cm
- Lackierung in Sironaweiß RAL 9016

Lieferpauschale (unabhängig von der Stückzahl) € 150,-.