

MyRay Hyperion X5 Air 3D



Artikelnr.: 896163

Hersteller: MyRay

Preis auf Anfrage

- Digitales OPG mit DVT
- **FOV von 6 x 6 cm bis 10 x 10 cm**
- 3D Auflösung mit bis zu 80 µm
- Extrem geringer Platzbedarf durch bodenferne Wandmontage, ideal auch für Rollstuhlfahrer
- 3 Lichtvisiere, Autofocus (automatische Anpassung der Dosis an den Patienten)
- MRT (Morphology Recognition Technologie)
- Bis zu 22 2D-Programme inkl. 2D Quickpan zur Strahlenreduzierung
- 2D Multipan (mehrere Ansichten aus einer Aufnahme möglich)
- iRYS Röntgensoftware 2D als Netzwerklizenz mit Schnittstelle zu Verwaltungssoftware
- Viewer App für iPad
- 3D-Dongle Floating Lizenz für 5 Plätze
- Kurze Wandsäule mit Montageplatte
- Fernauslösung
- **Prüfkörper Quart mit Haltesystem (auch für intraoral geeignet)**
- Kostenlos ein Zen X E Technology Sensor Groesse 2 im Wert von € 6.000,- zzgl. MwSt. *
- **1 Jahr Garantie + 4 weitere Jahre Ersatzteil-Garantie auf Strahler (Voraussetzung**
Garantieverlängerung: Wartungen nach Herstellervorgaben)

*Vorausgesetzt wird eine Beratung durch einen MyRay Fachberater. Weitere Details erhalten Sie durch Ihre Ansprechpartner bei GERL. Dental.

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Kabelsatz zur Fernauslösung (10m, 15m oder 20m)

2 Myray Zen-X Sensoren (Gr.1 und 2) mit Positionierungskit
--

Alternativ: Intraoraler Scanner, MyRay Hy Scan
GERL. Rekonstruktionsrechner
23" Befundmonitor, zugelassen als BWS Raumklasse 5 und 6, inkl. Abnahme des Monitors und entsprechender Software
Optional mit Bodensäule und Wandhalterung (kein Standfuß)
3D SMART - Software zur Reduzierung der Metallartefakte
Zusätzlicher 3D Dongle (bei Nutzung außerhalb der Praxis/Netzwerk)
Zusätzliche 3D-Dongle Floating Lizenz für weitere 5 Plätze (außerhalb der Praxis) (Weitere Lizenzen und Software-Tools auf Anfrage.)
Kompatibilitäts-Check
Abnahmeprotokoll OPG/DVT
Abnahmeprotokoll intraoral
Demontage- und Entsorgungspauschale OPG Altgerät
Montagekosten, Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV Softwareinstallation auf den Röntgen PC, 2 Std. Einweisung Installation, Verknüpfungen der Software im Netzwerk auf weitere PCs nach Aufwand.
Transportkosten