



Microbrush® Applikatoren Tube Serie

Packung 400 Stück gemischt, regulär 2 mm



Artikelnr.: 89683
Hersteller: Young Microbrush
Gewicht: 0.362 kg
Höhe: 116 mm
Breite: 55 mm
Länge: 204 mm

€ 37,91

Zzgl. MwSt.

Packung 400 Applikatoren gemischt, regulär 2 mm

Original Microbrush® Applikatoren, beflocht mit nicht-absorbierenden Fasern. Biegbarer Hals, bleibt in der gewünschten Position und erleichtert das punktgenaue Platzieren von Flüssigkeiten und Gels (Lacke, Liner, Ätzmittel, Adhäsive u.v.m.) in schwer zu erreichenden Bereichen. Auch geeignet für Anfärbemittel.

- Hält bis zu einem 1/8 eines Tropfens Flüssigkeit ohne dass es zu einem Vertropfen kommt
- Stay-Put Bending Technologie: Applikatorkopf bleibt in gewünschter Position ohne Rückfederung
- Steifer Bürstenkopf zum Schrubben
- Verliert keine Fasern
- Alle Packungsgrößen bieten eine hygienische Entnahme von je einem Applikator
- Erhältlich in 4 Größen (regulär, fein, superfein und ultrafein) und 9 Farben für unzählige Behandlungsmöglichkeiten