



Keramik-Schmelztiegel

Packung 12 Stück für CL-G, CL-G 97, Heracast RC



Artikelnr.: 89803
Hersteller: Kulzer GmbH
Gewicht: 0.294 kg
Höhe: 33 mm
Breite: 88 mm
Länge: 284 mm

€ 123,17

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Keramiktiegel für CL-G, CL-G 97, Heracast RC

Für die palladiumhaltigen Edelmetall-Dentallegierungen und die Nichtedelmetall-Legierungen sind Keramiktiegel aus Naturton die beste Lösung. Eine ausgewogene Mischung verschiedener Tone aus ganz bestimmten Abbauorten stellt sicher, dass diese Keramiktiegel den hohen Schmelztemperaturen dieser Legierungen standhalten und dabei keine legierungsschädigenden Stoffe abgeben. Ferner besitzen diese Tiegel eine ausgezeichnete Temperaturwechselbeständigkeit und halten auch noch nach mehrmaligen Einsatz dem Angriff von Schmelzpulver auf die Keramik stand. Die Tiegelfinnenfläche ist glatt, damit die Schmelze möglichst restlos ausfließt. Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen sind Heraeus-Keramiktiegel aus Naturton allen anderen Tiegel-Materialien deutlich überlegen.