



Keramik-Schmelztiegel

Packung 10 Stück für CL-G 77, CL-G 94



Artikelnr.: 89804
Hersteller: Kulzer GmbH
Gewicht: 0.56 kg
Höhe: 40 mm
Breite: 100 mm
Länge: 295 mm

€ 123,18

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Keramiktiegel für CL-G 77, CL-G 94

Für die palladiumhaltigen Edelmetall-Dentallegierungen und die Nichtedelmetall-Legierungen sind Keramiktiegel aus Naturton die beste Lösung. Eine ausgewogene Mischung verschiedener Tone aus ganz bestimmten Abbauorten stellt sicher, dass diese Keramiktiegel den hohen Schmelztemperaturen dieser Legierungen standhalten und dabei keine legierungsschädigenden Stoffe abgeben. Ferner besitzen diese Tiegel eine ausgezeichnete Temperaturwechselbeständigkeit und halten auch noch nach mehrmaligen Einsatz dem Angriff von Schmelzpulver auf die Keramik stand. Die Tiegelfinnenfläche ist glatt, damit die Schmelze möglichst restlos ausfließt. Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen sind Heraeus-Keramiktiegel aus Naturton allen anderen Tiegel-Materialien deutlich überlegen.