

W&H Implantmed SI-1023 ohne Licht



Artikelnr.: 898102

Hersteller: W&H Deutschland GmbH

€ 3.560,00

Zzgl. MwSt.

Online Einweisung jetzt verfügbar: [W&H - Online Einweisung \(wh.com\)](#); [W&H - Implantmed Einschulung \(wh.com\)](#)

- Kürzester, sterilisierbarer Motor
- Bis 80 Ncm Drehmomentkontrolle
- Intuitives Farbdisplay³
- **Ohne Licht mit kabelgebundenen Fußanlasser**
- Inkl. 3 Sprayschläuche

Optionen, Dienstleistungen und Zubehör:

S-11L Handstück	€ 1.029,- zzgl. MwSt.
WS-56L Winkelstück	€ 959,- zzgl. MwSt.
WS-75L Winkelstück KM	€ 1.059,- zzgl. MwSt.
WS-91L 45°-Winkelstück, rot	€ 959,- zzgl. MwSt.
Piezomed Plus Anbaumodul mit Licht und 1,8 m Kabel, Inkl. Säge B6	€ 4.290,- zzgl. MwSt.

Piezomed Classic Anbaumodul
ohne Licht und mit 1,8 m Kabel, Inkl. Säge B6

€ 3.230,- zzgl. MwSt.