

## 3Shape Trios 3



Artikelnr.: 898624  
Hersteller: 3Shape

### Preis auf Anfrage

---

#### Produkteigenschaften:

- Scannereinheit mit Pod-Station
- CAI-Software Unite, zur Situationserfassung sowie Patienten- und Auftragsverwaltung
- Echtfarbscan & Zahnfarbenerkennung
- TRIOS Scan Export STL & PLY, zur Verarbeitung der Scans in 3rd Party CAD-Software
- **Patient Specific Motion**, Erfassung der dynamischen Okklusion (Latero-/Mediotrusion)
- **AI Scanning**, intelligentes Weichgewebsmanagement & Artefaktreduzierung
- **Patient Monitoring**, Überlagerung von Scans zum Vergleich über einen langen Zeitraum
- **Treatment Simulator**, direkte Simulation der KFO-Behandlung zur Kommunikation
- **Smile Design**, 3D Frontzahnaufstellung mit Unterstützung eines 2D Bildes
- 5 Scanhülsen (autoklavierbar)
- Kamera 3D- und Farbkalibrierset
- Softwareupdates für TRIOS inklusive
- TRIOS Care<sup>1</sup> Servicevertrag für ein Jahr inklusive.
- Onboarding 3Shape – Onlineinstallation und Einweisung durch die Firma 3Shape

#### Zum Betrieb wird ein PC oder die Move+ Scannereinheit benötigt!

<sup>1</sup> TRIOS Care Servicevertrag für ein Jahr inklusive und muss innerhalb drei Monate vor Ablauf aktiv gekündigt werden, wenn dieser nicht weitergeführt werden soll.

#### Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

**3Shape Trade-Up / Trade-In Programm** (Rücknahme 3Shape Altgerät / IO-Scanner Fremdhersteller\*)  
zur Gutschrift von € 2.950,- zzgl. MwSt.

\*Detaillierte Liste möglicher Scanner ist der 3Shape Preisliste zu entnehmen!

**TRIOS Care** Service Package beinhaltet eine Garantieverweiterung auf maximal 5-Jahre mit Express Austausch-Service bei Gerätedefekt und unbeabsichtigter Beschädigung, Software Upgrades, technischer Support, vergünstigte Software Erweiterungen und Trade-Up Möglichkeiten.

Wireless Aufrüstung, Kabelloser Scanner, 3 Wechsel Akkus u. Ladegerät

**Laptop HP Zbook<sup>2</sup>** mit drei Jahren 3Shape Support

Laptop Dell Precision Workstation<sup>2</sup> (7680) mit Touchscreen und drei Jahren 3Shape Support

GERL. Laptop Cart mit Pure Keys Hygiene Maus & Tastatur

**MOVE+ Scannereinheit** mit leistungsfähigem PC und verstellbarem Arm & Monitor, 15,6“ HD LCD-Touchscreen Monitor mit integrierten USB Port (Easy Scan Export)

Anlieferung, Aufstellung, Installation und technische Geräteeinweisung durch GERL, pauschal

Softwareeinweisung für 2Stunden durch GERL inkl. Anfahrt, pauschal  
(Exklusiv eventueller Übernachtungskosten)

<sup>2</sup> Detaillierte Gerätekonfiguration in 3Shape PC-Katalog aufgeführt.