



HM-Fräser MG

Packung 2 Stück kreuzverzahnt, blau standard, HP, Figur 277, 3,1 mm, ISO 014



Artikelnr.: 89911

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 5 mm

Breite: 69 mm

Länge: 70 mm

€ 29,86

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Fräser kreuzverzahnt, blau standard, HP, Figur 277, Kopflänge: 3,1 mm, ISO 014

MINIS wie GX, kreuzverzahnt, standard (Ref.-Nr. 220), blauer Ring, für großflächiges Ausarbeiten von NEM-Legierungen und Kunststoffen.

Drehzahlen

- ISO 010-045 - 50.000 U/min.
- ISO 047 - 45.000 U/min.
- ISO 050 - 40.000 U/min.
- ISO 055-060 - 35.000 U/min.
- ISO 065-070 - 30.000 U/min.
- ISO 075-090 - 25.000 U/min.
- ISO 095-110 - 20.000 U/min.
- ISO 120-130 - 18.000 U/min.
- ISO 140-150 - 16.000 U/min.
- ISO 160-170 - 14.000 U/min.
- ISO 180-190 - 12.000 U/min.
- ISO 200-220 - 10.000 U/min.
- Modellgusstechnik, Modellherstellung, Kunststofftechnik, Kronen- und Brückentechnik