



## BLACK WHO-Sonde

Stück mit Edelstahlgriff, poliert

---



Artikelnr.: 89988

Hersteller: E. Hahnenkratt GmbH

Gewicht: 0.016 kg

Höhe: 13 mm

Breite: 36 mm

Länge: 183 mm

**€ 10,38**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** WHO-Sonde mit Edelstahlgriff, poliert

- *BLACK WHO-Sonde* mit kugelförmiger Spitze
- Skalierung 3,5 - 5,5 - 8,5 - 11,5 mm
- Tiefschwarze DLC-Beschichtung für maximalen Kontrast und optimierte Lesbarkeit
- Nahezu verschleißfreie, nicht verblassende Skalierung für ein sehr gutes Erkennen der Messergebnisse
- Fugfreie Übergänge im Messbereich