




Stabilisierungsplatte

Stück Größe 2, 62 x 48 mm



Artikelnr.: 90014
Hersteller: SILADENT
Gewicht: 0.022 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 52 mm
Länge: 57 mm

€ 9,74

Zzgl. MwSt.

Stück Stabilisierungsplatte Größe 2, 62 x 48 mm

Stabilisierungsplatte weiß zur Stabilisierung der Silikonform beim küvettenlosen SILADENT-Dublierverfahren.