



## Hygofol

Rolle 100 m, 5 cm



Artikelnr.: 90024  
Hersteller: Dürr Dental SE  
Gewicht: 1.979 kg  
Höhe: 158 mm  
Breite: 165 mm  
Länge: 177 mm

**€ 20,10**

Zzgl. MwSt.

### Rolle 100 m x 5 cm

Klarsichtsterilisiervpackung. *Hygofol* Beutelware. Das Abschneiden entfällt, stets die richtige Verpackung für das entsprechende Instrument. Nur eine Siegelnaht erforderlich - das bedeutet 50 % Arbeitersparnis gegenüber Rollenware. 70 g/m<sup>2</sup> Sterilisationspapier für höhere Reiß- und Durchstoßfestigkeit. Mit Behandlungsindikator für die Dampfsterilisation. Optimaler Peelverschluß für leichtes Öffnen und sicheres Handling während der Behandlung. Entspricht den relevanten Teilen der EN 868, sowie der ISO 11607.

Klarsichtsterilisiervpackung *Hygofol* Rollenware, mit aufgedrucktem Lineal zum individuellen zuschneiden und Anfertigen optimierter Verpackungen. *Hygofol* zeichnet sich durch eine außerordentliche Reiß- und Durchstoßfestigkeit aus und ist für Heißsiegel- sowie Durchlaufsigelgeräte geeignet. Sterilgut kann hierin bei vorgeschriebener, geschützter Lagerung bis zu 6 Monate aufbewahrt werden. Entspricht den relevanten Teilen der EN 868, sowie der ISO 11607.