




SecuDisk Trennscheiben

Packung 20 Stück Ø 25 x 0,3 mm



Artikelnr.: 90098

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 0.031 kg

Höhe: 30 mm

Breite: 74 mm

Länge: 79 mm

€ 49,98

Zzgl. MwSt.

Packung 20 Scheiben Ø 25 x 0,3 mm

SecuDisk Trennscheiben sind sehr sicher und langlebig durch beidseitig eingelegtes Glasfaser-Gitter; zusätzlich wird Arbeitszeit und Material gespart.

- Ø 38 x 0,5 mm = 20.000 - 40.000 U/min.
- Ø 25 x 0,3 mm = 20.000 - 40.000 U/min.
- Ø 22 x 0,2 mm = 20.000 - 40.000 U/min.