

Chirurgisches-Winkelstück S-Max SG20

Stück SG20, 20:1 Untersetzung, ohne Licht, Edelstahlkörper



Artikelnr.: 90112

Hersteller: NSK Europe GmbH

Gewicht: 0.171 kg

Höhe: 33 mm

Breite: 75 mm

Länge: 159 mm

€ 548,61

Zzgl. MwSt.

Stück Chirurgie-Winkelstück SG20, 20:1 Untersetzung, ohne Licht, Edelstahlkörper