



# Artikulationsgips synthetisch

Muster 1 kg Spezialgips weiß

---



Artikelnr.: 90157  
Hersteller: Omnicent GmbH  
Gewicht: 1.145 kg  
Höhe: 178 mm  
Breite: 90 mm  
Länge: 91 mm

**€ 4,31**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Muster 1 kg Spezialgips weiß**

Anwendungsgebiete: Einartikulieren von Arbeitsmodellen, fixieren von Unterfütterungen und KFO-Modellen, Bissregistrierung, Vorwälle und Frässockel. Nach Ablauf der Verarbeitungszeit darf die Anmischung nicht mehr vibriert werden. Typ 1.