



Stone Superhartgips synthetisch

Muster 1 kg Superhartgips braun



Artikelnr.: 90158
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 1.09 kg
Höhe: 178 mm
Breite: 91 mm
Länge: 93 mm

€ 4,31

Zzgl. MwSt.

Muster 1 kg Superhartgips braun

Zur Herstellung aller Meister- und Arbeitsmodelle, die passgenau und mechanisch hoch beanspruchbar sein müssen. Damit die Kristallisation nicht gestört wird, darf der ausgegossene Abdruck nicht mehr vibriert werden.

Typ 4.

- Glatte, kratzfeste Oberflächen
- Harte, kantenstabile Modelle
- Stets gleichbleibende Qualität
- Minimale Expansion