



## Monoart Patientenumhänge Kunststoff/Papier

Rolle 80 Stück lila, 61 x 53 cm



Artikelnr.: 90159

Hersteller: Euronda Deutschland GmbH

Gewicht: 1 kg

Höhe: 101 mm

Breite: 101 mm

Länge: 283 mm

**€ 12,82**

*Zzgl. MwSt.*

**Rolle** 80 Umhänge lila, 61 x 53 cm

Saugkräftige Zellulose + wasserfeste Polyethylenschicht für optimalen Patientenschutz.

- Feuchtigkeitsundurchlässig
- Mit praktischem Halsausschnitt
- Größe: 61 x 53 cm

Hochwertige Materialien und optimierte Produktdetails machen den Monoart Patientenumhang zum perfekten Schutz für Behandlungen beim Zahnarzt. Eine farbstabile Zellosoeschicht nimmt viel Feuchtigkeit auf. Ihre kreppartige Gewebestruktur leitet Flüssigkeit auf der Oberfläche ab. Das erhöht die Aufnahmefähigkeit und Reißfestigkeit des Patientenumhangs. Eine feine Folie unter der Zellulose verhindert ein Durchdringen der Feuchtigkeit. Die Kleidung des Patienten bleibt hygienisch trocken und sauber.

Der Monoart Patientenumhang ist deutlich breiter und länger als ein herkömmliches Patientenlätzchen. So bedeckt er eine größere Körperfläche. Das ist nützlich zum Beispiel bei der PZR oder aufwändigeren kieferorthopädischen Behandlungen. Besonders helle oder empfindliche Kleidung des Patienten ist so ebenfalls besser geschützt. Maße: 61 x 53 Zentimeter.

**Praktisch: Ein Halsausschnitt erleichtert das Umlegen und Fixieren der Patientenumhänge ohne separate Klammer.**

Einfach Umhang abtrennen, an den perforierten Linien einreißen, den Umhang anlegen und an den losen Enden im Nacken zusammenbinden.

Monoart Patientenumhänge sind platzsparend aufgerollt (80 Stk./Rolle). Sie lassen sich einfach abrollen und an einer perforierten Kante einzeln sauber abtrennen.