




Circopol Lab

Stück gelb superfein, HP, Figur 292, ISO 050



Artikelnr.: 90166

Hersteller: DFS-DIAMON GmbH

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 9 mm

Breite: 19 mm

Länge: 55 mm

€ 11,21

Zzgl. MwSt.

Stück Schleifer gelb superfein, HP, Figur 292, ISO 050

Für Zirkon.

Das Set beinhaltet Polierrad superfein 3' - 10.000 U/min., Spitze superfein 3' - 15.000 U/min.