



OptiDisc®

Nachfüllpackung 100 Stück unmontiert, hellbraun grob/mittel, Ø 9,6 mm



Artikelnr.: 90173
Hersteller: Kerr GmbH
Gewicht: 0.033 kg
Höhe: 51 mm
Breite: 76 mm
Länge: 145 mm

€ 18,60

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 100 Discs unmontiert, hellbraun grob/mittel, Ø 9,6 mm

Die Hochleistungsscheibe mit unverkennbarer Farbkodierung! Durch das *OptiDisc* Finier und Polier System erhält Ihre Restauration den Glanz von natürlichen Zähnen. Das *OptiDisc* System ist die perfekte Kombination von abgestimmten Korngrößen, für die Hochglanzpolitur von Komposit, Glassionomer, Amalgam, NE sowie NEM Legierungen.

Patentiertes Mandrell

- Dunkelbraun - extra grob - Kontur
- Hellbraun - grob/medium - Finieren
- Orange - fein - Polieren
- Gelb - extra fein - Hochglanzpolieren