



OptiDisc®

Mini-Kit 120 Stück sortiert, Ø 12,5 mm, 5 Mandrelle, 1 OptiShine



Artikelnr.: 90179
Hersteller: Kerr GmbH
Gewicht: 0.095 kg
Höhe: 25 mm
Breite: 120 mm
Länge: 132 mm

€ 28,70

Zzgl. MwSt.

Mini-Kit 120 Discs sortiert, (30 x dunkelbraun extragrob, 30 x hellbraun grob, 30 x orange fein, 30 x gelb extrafein) Ø 12,5 mm, 3 Standard Mandrelle, 2 kurze Mandrelle, 1 OptiShine

Die Hochleistungsscheibe mit unverkennbarer Farbkodierung! Durch das *OptiDisc* Finier und Polier System erhält Ihre Restauration den Glanz von natürlichen Zähnen. Das *OptiDisc* System ist die perfekte Kombination von abgestimmten Korngrößen, für die Hochglanzpolitur von Komposit, Glassionomer, Amalgam, NE sowie NEM Legierungen.

Patentiertes Mandrell

- Dunkelbraun - extra grob - Kontur
- Hellbraun - grob/medium - Finieren
- Orange - fein - Polieren
- Gelb - extra fein - Hochglanzpolieren