



VITA VMK Master® VITA classical A1-D4®

Dose 12 g Pulver opaque A3,5



Artikelnr.: 90307
Hersteller: Vita Zahnfabrik
Gewicht: 0.024 kg
Höhe: 48 mm
Breite: 35 mm
Länge: 35 mm

€ 14,88

Zzgl. MwSt.

Dose 12 g Pulver opaque A3,5

VITA VMK Master ist eine natürliche Feldspat-Verblendkeramik für klassische Aufbrenn-Legierungen (ca. 13,8 – 15,2 µm/mK).

Völlig unabhängig davon, ob die klassischen Legierungen gegossen, gefräst oder gesintert werden.

Präzise und sicher in der Verarbeitung.

Meisterhaft in Verlässlichkeit, Alltagstauglichkeit und Ästhetik – das ist VITA VMK Master.

Vorteile

- Kompromissloses Material in punkto Sicherheit und Ästhetik
- Präzise und sicher in der Verarbeitung, dadurch schnell erlernbar
- Top Verarbeitungseigenschaften wie z.B. verbesserte Modellierfähigkeit, einfaches Handling und minimales Schrumpfungsverhalten
- Klassisch bekanntes Dentin-Schneide-Schichtschema
- Umfangreiches Zusatzmassenangebot zur Individualisierung
- Hochästhetische Restaurationen durch brillante Farben
- Erhältlich in VITA SYSTEM 3D-Master und VITA classical A1 – D4 Farben