

W&H Assistina Twin



Artikelnr.: 903910

Hersteller: W&H Deutschland GmbH

€ 2.700,00

Zzgl. MwSt.

-
- Automatisches Ölpfleegerät
 - Instrumentenaufbereitung in nur 10 Sekunden
 - Geringe Wartezeiten durch Zweikammersystem
 - Einfaches und ergonomisches Bedienkonzept
 - Assistina Twin Care Set ausreichend zur Aufbereitung von bis zu 2.800 Instrumenten
 - Einfacheres und noch schnelleres Aufstecken und Entnehmen von Übertragungsinstrumenten dank der Quick Connect Adapterlösung
 - **Inklusive 1x Adapter Quick Iso und 1x Adapter Quick RM**