

GERL.VIRA Lupenleuchte mit Standfuß



Artikelnr.: 903926

Hersteller: GERL. Eigenmarke

€ 85,00

Zzgl. MwSt.

Produkteigenschaften:

- Durchmesser Linse-Ø 100 mm
- zusätzlich eingebettete 12 Dioptrien-Linse mit 4-fache Vergrößerung, Ø 2.5 cm
- Linsenabdeckung
- Dreidimensional verstellbar, durch Kugelgelenk am Leuchtenkopf
- 6,5 Watt
- 40 Tageslicht-Weiße SMD-LEDs; Farbtemperatur 6500 K
- Arbeitshöhe 10-30cm