



## VITA In-Ceram® AL COLORING LIQUID

Packung 3 x 90 ml Dose schwarz, Zubehör



Artikelnr.: 90551  
Hersteller: Vita Zahnfabrik  
Gewicht: 0.079 kg  
Höhe: 60 mm  
Breite: 85 mm  
Länge: 150 mm

**€ 23,38**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 3 x 90 ml Dose schwarz, 3 Arbeitsbehältnisse, 1 Sieb, 1 Pinzette

Flüssigkeit zum kompletten oder partiellen Einfärben von geschliffenen Gerüsten aus VITA In-Ceram AL vor dem Sinterprozess. Sie ist ausschließlich zum Einfärben von Gerüsten aus VITA In-Ceram AL geeignet. Das AL COLORING LIQUID ist in der VITA SYSTEM 3D-MASTER Helligkeitsstufe 2 eingefärbt.