

## Carestream CS 2200



Artikelnr.: 905768  
Hersteller: Carestream Health

**€ 2.590,00**

*Zzgl. MwSt.*

Die Carestream CS 2200 ist ein intraorales Röntgensystem für konstant hohe Bildqualität und mehr Sicherheit.

### Produkteigenschaften:

- Auswahl zwischen 60 kV und 70 kV für Bilder mit hohem Kontrast oder hohem Kontrastumfang
- verbessertes Design für höhere Langlebigkeit
- Konzipiert für Sicherheit, Komfort und Effizienz
- 1 + 1 Jahr Garantie bei Online-Registrierung

### Ausstattung:

- 3 verschiedene Armlängen (Reichweite 170, 188 oder 205 cm)
- Benutzerfreundlicher und intuitiver Timer

### Optionen und Dienstleistungen:

Fernauslösung	€ 89,- zzgl. MwSt.
Care-Protect: zusätzlich 3 Jahre Ersatzteil-Garantie* auf Strahler und Timer	€ 660,- zzgl. MwSt.
Abnahmeprotokoll	€ 350,- zzgl. MwSt.
Demontage- und Entsorgungspauschale für alten Intraoral-Strahler	€ 350,- zzgl. MwSt.

Lieferung, Montage, Prüfung nach EN 62353 gemäß  
MPBetreibV

€ 390,- zzgl. MwSt.

Nicht enthalten: TÜV und Anmeldegebühren

\*Voraussetzung Teilegarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben