

SDI Radii Xpert LED Polymerisationslampe

Artikelnr.: 906199

Hersteller: SDI Germany GmbH

€ 940,00

Zzgl. MwSt.



-
- kabellos
 - Lichtspektrum: 440 - 480 nm
 - Integriertes Lichtmessgerät (Radiometer)
 - 360° drehbarer Lichtleiter mit 1.500 mW/cm²
 - Wechselbarer Lithium-Ionen-Akku und Lampe mit mit 1 Jahr Garantie + 1 weiteres Jahr Teilegarantie

Optionen und Mehrpreise:

Lichtleiter Diagnostik	€ 199,- zzgl. MwSt.
Ortho-Aufsatz	€ 199,- zzgl. MwSt.
Bleaching Aufsatz	€ 419,- zzgl. MwSt.