

XO Flex



Artikelnr.: 906282

Hersteller: XO Care A/S

Preis auf Anfrage

Arztelement:

- 3-Funktions-Spritze
- 2 x BienAir MX2 LED Mikromotor
- Lichtturbineneinrichtung
- Traytablett für 2 Normtray
- ZEG EMS Piezon No Pain oder Satelec Newtron LED

Assistenzelement:

- XO Ambidex Halter für großer und kleiner Sauger
- Wasserdesinfektion und Rückflussverhütung
- Dürr Mundspülbeckenventil

Patientenstuhl:

- XO Patient Chair
- Manuelle Kopfstütze
- Breite Rückenlehne mit integrierter Ellenbogenstütze

Weitere Ausstattung:

- XO LED OP-Lampe

- Fußanlasser kabelgebunden
- Lackierung RAL9016
- Polsterfarbe nach Wahl

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Montageplatte (nach Prüfung der baulichen Gegebenheiten)
Mehrpreis Amalgamabscheider statt Mundspülbeckenventil
Mehrpreis Softpolster statt Standard-Polster
XO HD Display mit kurzem Arm
XO Sattelhocker mit Comfort-Bezug
Kompatibilitäts-Check
Demontage- und Entsorgungspauschale Altgerät
Montagekosten und Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV
Transportkosten