

# Implantmed SI-1023 mit Licht



Artikelnr.: 906342

Hersteller: W&H Deutschland GmbH

**€ 3.720,00**

*Zzgl. MwSt.*

Online Einweisung jetzt verfügbar: [W&H - Online Einweisung \(wh.com\)](#); [W&H - Implantmed Einschulung \(wh.com\)](#)

- Kürzester, sterilisierbarer Motor
- Bis 80 Ncm Drehmomentkontrolle
- Intuitives Farbdisplay<sup>3</sup>
- **Mit Licht und kabelgebundenen Fußanlasser**
- Inkl. 3 Sprayschläuche

## Optionen, Dienstleistungen und Zubehör:

S-11L Handstück	€ 1.029,- zzgl. MwSt.
WS-56L Winkelstück	€ 959,- zzgl. MwSt.
WS-75L Winkelstück KM	€ 1.059,- zzgl. MwSt.
WS-91L 45°-Winkelstück, rot	€ 959,- zzgl. MwSt.

Piezomed Plus Anbaumodul mit Licht und 1,8 m Kabel, Inkl. Säge B6	€ 4.290,- zzgl. MwSt.
Piezomed Classic Anbaumodul ohne Licht und mit 1,8 m Kabel, Inkl. Säge B6	€ 3.230,- zzgl. MwSt.