



HELIX TEST SYSTEM

Packung 100 Stück HX 100



Artikelnr.: 90636
Hersteller: Michael Ludwig
Gewicht: 0.077 kg
Höhe: 26 mm
Breite: 121 mm
Länge: 184 mm

€ 84,09

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Tests HX 100

Der Steriking HELIX TEST ist ein idealer Prozessbeurteilungs-Prüfkörper mit Indikatoren zur Simulation der Worst-Case-Bedingungen in Sterilisatoren der B-Klasse. Er dient auch zur Prüfung der Dampfdurchlässigkeit für Hohlinstrumente mit kleinen Hohlraumweiten. Er entspricht den Vorgaben der Normen EN 867-5 und ISO 11140-1 Klasse 6. Der Farbumschlag ist permanent. Das Produkt ist auf der Rückseite mit einem Klebestreifen zum Aufkleben auf die Dokumentationsunterlagen versehen.